

Комплект поставки анализатора Билимет К

Комплект поставки должен соответствовать перечню, указанному в табл.2.

Таблица 2

Наименование	Шифр технической документации	Кол. шт.
Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной автокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой АБФн-04-«НПП-ТМ»	ТУ 9443-019-11254896-2004	1
Принадлежности		
Источник питания	ДГВИ.436615.010	1
Гильзы для установки капилляров в гематокритную центрифугу	ДГВИ. 310104	12
Микрокапилляры стеклянные гепаринизированные нестерильные	ДГВИ.30.00.05	100
Эксплуатационная документация		
Руководство по эксплуатации	ДГВИ.941416.010 РЭ	1