

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ анализатора БИЛИТЕСТ

Обращаем внимание покупателей, что

входящий в полный Комплект поставки анализатора Билитест "Набор стеклянных мер НОСМ-8" не предназначен для эксплуатации анализатора.

Он предназначен для поверки прибора.

Поверку анализаторов Билитест производят региональные Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ).

ЦСМ самостоятельно приобретают этот набор для обслуживания региона.

Комплект поставки прибора соответствует перечню, указанному в табл.1.

Таблица 1

Наименование	Шифр конструкторской документации	Количество, шт.	Примечание
Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02	ТУ 9443-00211254896-2002 ДГВИ.941416.001-01	1	
Футляр	ДГВИ.943129.001	1	
Контрольный светофильтр КСФ1	ДГВИ.943119.001		В составе футляра
Контрольный светофильтр КСФ2	ДГВИ.943119.002		В составе футляра
Набор стеклянных мер НОСМ-8	ТУ 9443-01611254896-00	1	*) **)
Элемент питания постоянного напряжения 1,5 В, типа ААА или LR03		3	Установлены в прибор
Руководство по эксплуатации	ДГВИ.941416.001 РЭ	1	
Методика поверки	ДГВИ.941416.001 И1	1	*)
Методические рекомендации		1	

*) - поставляется по отдельному заказу.

***) -набор НОСМ-8 должен быть поверен в установленном порядке.