

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ анализатора БИЛИТЕСТ

*Обращаем внимание покупателей, что*

*входящий в полный Комплект поставки анализатора Билитест "Набор стеклянных мер НОСМ-8" не предназначен для эксплуатации анализатора.*

*Он предназначен для поверки прибора.*

*Поверку анализаторов Билитест производят региональные Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ).*

*ЦСМ самостоятельно приобретают этот набор для обслуживания региона.*

Комплект поставки прибора соответствует перечню, указанному в табл.1.

Таблица 1

Наименование	Шифр конструкторской документации	Количество, шт.	Примечание
Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02	ТУ 9443-00211254896-2002 ДГВИ.941416.001-01	1	
Футляр	ДГВИ.943129.001	1	
Контрольный светофильтр КСФ1	ДГВИ.943119.001		В составе футляра
Контрольный светофильтр КСФ2	ДГВИ.943119.002		В составе футляра
<b>Набор стеклянных мер НОСМ-8</b>	<b>ТУ 9443-01611254896-00</b>	<b>1</b>	<b>*) **)</b>
Элемент питания постоянного напряжения 1,5 В, типа ААА или LR03		3	Установлены в прибор
Руководство по эксплуатации	ДГВИ.941416.001 РЭ	1	
Методика поверки	ДГВИ.941416.001 И1	1	*)
Методические рекомендации		1	

\*) - поставляется по отдельному заказу.

\*\*\*) -набор НОСМ-8 должен быть поверен в установленном порядке.