

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ анализатора микроБиАн

Обращаем внимание покупателей, что

входящий в полный Комплект поставки анализатора микроБиАн "Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7" не предназначен для эксплуатации анализатора.

Он предназначен для поверки прибора.

Поверку анализаторов микроБиАн производят региональные Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ).

ЦСМ самостоятельно приобретают этот набор для обслуживания региона.

Комплект поставки прибора указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Шифр конструкторской документации	Кол-во	Примечание
Анализатор биохимический фотометрический портативный АБФП-КТ-01	ТУ 9443-031-11254896-2006 ДГВИ.941416.016	1	
Принадлежности			
Кювета 10 мм оптическая стеклянная	ГОСТ 20903	1	
Контрольная мера КМ1 (бланк)	ДГВИ.203319.022	1	
Контрольная мера КМ2	ДГВИ.203319.004	1	**)
Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7	ТУ 9443-015-11254896-00	1	*)***)
Устройство печатающее к анализаторам с оптическим каналом связи для передачи информации УП-02-«НПП-ТМ»	ТУ 9443-018-112548962003	1	*)
Адаптер инфракрасной связи с компьютером	ДГВИ.943119.006	1	*)
Источник питания	ДГВИ.436615.010	1	
Эксплуатационная документация			
Руководство по эксплуатации с методикой поверки	ДГВИ.941416.016 РЭ	1	

*) - поставляется по отдельному заказу.

) - оптические характеристики приведены в разделе 13 Руководства. *) - набор должен быть поверен в установленном порядке по программе и методике, утвержденной ГП ВНИИОФИ.