

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ микрофотометра Микрола.

Обращаем внимание покупателей, что

входящий в полный Комплект поставки микрофотометра Микрола "Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7" не предназначен для эксплуатации микрофотометра.

Он предназначен для поверки прибора.

Поверку микрофотометров Микрола производят региональные Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ).

ЦСМ самостоятельно приобретают этот набор для обслуживания региона.

Комплект поставки прибора указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Шифр конструкторской документации	Кол-во	Примечание
Микрофотометр лабораторный биохимический программируемый, портативный одноволновый со сменяемым светофильтром из спектрального диапазона 405-800 нм для измерения по конечной точке с калибровкой по стандарту или фактору МФЛБ-01, торговое наименование Микрола	ТУ 9443-029-112548962006	1	
Принадлежности			
Кювета 10 мм оптическая стеклянная	ГОСТ 20903		
Контрольная мера КМ1 (бланк)	ДГВИ.203319.022		
Контрольная мера КМ2	ДГВИ.203319.004		
Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7	ТУ 9443-015-11254896-00		**)
Источник питания	ДГВИ.436615.004		*)
Элементы питания типоразмера AA 1,5 В		3	
Эксплуатационная документация			
Руководство по эксплуатации с методикой поверки	ДГВИ.941416.012 РЭ	1	

*) Поставляется по отдельному заказу.

***) Набор должен быть поверен в установленном порядке.

П р и м е ч а н и е. Комплект поставки может изменяться по согласованию с заказчиком.