



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Руководителям территориальных
органов здравоохранения Россий-
ской Федерации

101431, ГСП-4, Москва, К-51
Рахмановский пер., д. 3
Телеграфный адрес: Москва, К-51, Росминздрав
Телетайп: 112078, Радий, телефакс 922-01-82
Справ. тел. 927-28-48

24.01.94 № 13-16/02

На № _____

Управление охраны здоровья матери и ребенка сообщает Вам, что НИИ "Техномедика" приступило к серийному выпуску портативного гемоглобинометра "МиниГЕМ", предназначенного для определения общего гемоглобина.

Как и предыдущие разработки предприятия, "МиниГЕМ" отличается малыми габаритами и весом, исключительной простотой в эксплуатации. Прибор представляет собой миниатюрный фотометр, который помещается на ладони человека. Простая пробоподготовка включает в себя забор 20 мкл капиллярной крови с помощью высокоточных стеклянных капилляров "Сол-Со-Сол" или шпатель Салк и в разведении этой крови в 2 мл 0,04% раствора аммиака в дистиллированной воде. Время лизирования 1-2 секунды. Приготовленная проба переносится в стандартную Юмму оптическую кювету фотометра. Таким образом для исследования не требуется традиционных реактивов. Сам же фотометр выгодно отличается от подобных приборов отсутствием процедур калибровки со специальными калибровочными растворами. Правильность работы прибора лишь проверяется при помощи прилагаемой контрольной оптической меры из специально подобранных цветных стекол. Прибор автоматически включается и производит измерение, когда в него помещается фотометрическая кювета с исследуемой пробой. Все это делает доступным исследование даже неопытному лаборанту или медсестре и позволяет использовать прибор непосредственно в отделениях реанимации новорожденных для экспресс-анализов общего гемоглобина.

По вопросам сроков и условий поставки гемоглобинометров "МиниГЕМ" просим обращаться на предприятие-изготовитель НИИ "Техномедика" по адресу: 129081, Москва, И-81, а/я 132 или по телефону (095) 283-80-37.

Приложение: информационный материал.

Начальник Управления

Д.И.Зелинская