

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка обозначение, документа, опросн. Листа	Код оборудов	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед.	Примечание
В130	Электроэнцефалограф 220В, 1ф, 0.35кВт	NeuroFax (EEG-1100К)			КОМПЛ	3		
Г52	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, микропроцессорное управление, для диагностики протекания беременности начиная с 10-12 недель; 200x70x66;	АДМП-01-"БЭБИ-03М"	1-0712		Компл	13		
Г150	Фетальный (эмбриональный) монитор регистрации КТГ плода серии; 274x274x164 питание от батарей	Sonicaid Team Care	1-0718		шт.	13		
Л1	Гемоглобинометр фотоэлектрический 370x235x150 подключ. к сети через двухполюсную розетку 220В, 1ф, 0.03кВт	HG-202 – аналог или любой другой			КОМПЛ	1	5.00	
Л9А	Анализатор биохимический с реактивами 770x1200x1760, 220В,1ф,0,2кВт	Screen master			КОМПЛ	1		
Л9Б	Анализатор гематологический с реактивами 450x450x430 220В,1ф,0,2кВт	ACT 5 DIFF SYSTEM WITH PRINTER 220V	1-19129		КОМПЛ	1		
Л94	Счетчик лабораторный 296x110x78	СГ-ЭЦ-15М1 СПУ	23743		шт	3		
Л110	Устройство термостатирующее раб. Температура воздуха-37 град 220 или 380 3 4.6 подключ. К сети через блок терморегулятора с помощью 3-фазного рубильника и тумблера, требуется защитное заземление объем комнат-12, 18, 24 и 30 куб. М в комплекте имеются: устройство нагревательное, пульт управления, датчик температуры, панель электроизоляционная, хомут прокладки, термометр, крепежные изделия и запчасти	УТ-40			КОМПЛ	1	35.00	

Л134	Микроскоп люминисцентный Leica DM 1000 (объективы N PLAN планохромат: 5x, 10x, 20x, 40x, 63x, 100x)	Leica DM 1000	1-1988		шт	2		
О24	Отсасыватель хирургический (произ-сть по воде 30 л/мин)	Hidrovac (OM-211S)	1-0403		КОМПЛ	60		
О31	Дефибриллятор-кардиокомплекс портативный с встроенным термопринтером (ЭКГ, ЧСС, SpO ₂ , энергия воздействия от 2Дж до 360Дж)	TEC-7521			КОМПЛ	28	8,5	
О39	Электрогидравлический мобильный операционный стол для общей и специализированной хирургии. Все секции стола изменяют свое оложение при нажатии на клавиши ручного пульта управления 2000x554x680-1040,230В/50Гц,	KOMBINAT			КОМПЛ	7	210	
О97	Аппарат модульный наркозно-дыхательный. Аппарат поставляется в версии с двумя газами и тремя газами. Дыхательный объем 20-1400мл. Частота дыхания 4-60 вдохов в минуту, Поток 10-75 л/мин. Аппарат для новорожденных и взрослых.	Babylog 8000 plus	1-0652		КОМПЛ	12		
О106	Аппарат ингаляционного наркоза прерывистого потока 160x230x440	Мод. 644 НАПП4 "СПИРОНАРКОП II"			КОМПЛ	13	700	
О120	Расходомер крови электромагнитный 490x352x370 220В, 1ф, 0.075кВт	РКЭ32			КОМПЛ	2	30.00	
О207	ИВЛ электроприводный, цветной ЖК-дисплей, микропроцессорное управление (для длительной ИВЛ у взрослых и детей в реанимации), стандартная комплектация.	Evita 4 (Dräger)			КОМПЛ	13	17	
О213	ИВЛ электроприводный, ЖК-дисплей, микропроцессорное управление (для длительной ИВЛ у взрослых и детей в реанимации), стандартная комплектация.	Evita 2 plus (Dräger)	1-0646		КОМПЛ	12		

O216	Система СРАР,требуется-кислород и сжатого воздуха.Система предназначена для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях.В Комплекте имеют:штатив,увлажнитель,шланги с зажимами,клапан Бенвенисте... 220В,0.92кВт,50-60Гц,Входной поток не менее 4л/мин.	"ADNEDA",			КОМПЛ	55		
P10	Проявочная машина 650x980x380,100-240В,1,7кВт				КОМПЛ	1		
P12	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный 400/440/480В, 3ф,80кВт, 2450x1760x1910	AXIOM Iconos R200			КОМПЛ	1		
P12a	Пульт управления	Axiom Iconos R100						
P12b	Генератор	Axiom Iconos R100						
P12в	Поворотный стол пациента с излучателем	Axiom Iconos R100						
Ц19	EV7-601 - Конфигурируемый цифровой термотаймер, Питание: возможность подачи двух напряжений 230/24 Vac, 50/60 Гц, 2 Вт, Габариты: 72 x 72 x 90 мм ,Рабочая температура: от 0 до 55 °С (10...90 % относительной влажности при отсутствии конденсата)				ШТ	1		
Ц20	Урологический Анализатор спермы SQA-V	URISCAN Pro			КОМПЛ	1		
Ц283a	Универсальная ультразвуковая система, поддерживает все виды исследований от абдоминальных, гинекологических, акушерских, педиатрических, ангиологических до расширенных кардиологических, включая чреспищеводные, стресс-эхо исследования, тканевой доплер (TVI)и тканевой спектральный Доплер (TVD), а также функцию количественного анализа (Q-Analysis).	ACUSON X500			КОМПЛ	1		

Ц283В	Ультразвуковая диагностика. С помощью режимов 3D и 3D Live, можно легко увидеть плод, отдельные части тела, личико и сделать видеозапись, а также диагностировать внутриутробные пороки и другие дефекты развития плода	ACUSON X300			Компл	1		
Ц285	Аппарат рентгеновский диагностический передвижной палатный 2340x655x1950; 220В или 380В, 1ф, 12кВт	Siemens MOBILETT XP Digital			Компл	1	295.00	
Ц295	Шприцевой насос; 322x114x115; 220 В,1ф, 0,028 кВт	TE-331	1-1206		шт.	35		
Ц296	Инфузионный насос с принадлежностями; 100x215x208; 220 В, 1ф, 0,028 кВт	TE-171	1-1207		шт.	46		
Ц406	Аппарат рентгеновский маммографический 3.15квт,220В,	МАММОМАТ-3000 NOVA.			КОМПЛ	1	29.00	
Ц406а	Мамограф				шт	1		
В5	Система централизованного мониторинга СЦМ "Тритон". Центральная станция объединяет до 32 приборов, компьютер отображает числовые значения насыщения капиллярной крови кислородом, частоты сердечных сокращений, температуры, частоты дыхания и систолического,....	МПР			КОМЛ	4		
В.8	Монитор пациента Infinity Gamma и Infinity Delta "Draeger" обеспечивают мониторинг основных параметров:ЭКГ,основные параметры измерения аритмии,насыщение крови кислородом,измерение частоты пульса,кровяного давления	Infinity Gamma, Infinity Delta	1-0671		КОМЛ	42		

	неинвазивным и инвазивным методами, а также измерение температуры.							
B20	Ростометр деревянный для взрослых и детей 550x350x2000		2-0218		шт.	4	12.00	
O28	Прибор для электролитической заточки медицинских инструментов 220В, 1ф, 0.1кВт	ЭЗИЗ			Комп	1		
Ф5	Аппарат для ультразвуковой терапии 345x133x267 220В, 1ф, 0.07кВт	Physioson-Beauty				1		
B121	Цифровой мобильный ультразвуковой сканер: кардиология(стресс-ЭХОКГ), исследование органов брюшной полости, урология, акушерство, гинекология, сосуды, скелетно-мышечная система. Для детей и взрослых.	SONOLINE G60 S			КОМПЛ	1		
B8	Монитор прикроватный ЖКИ дисплей (8,4 дюйма) , измерение до 6 параметров (ЭКГ (возможно отображение 2-х отведений на экране), дыхание (по импедансному и термисторному методам), пульс , SpO2, неинвазивное давление, температура.	BSM2301K ЖКИ			шт	12		
Г101	Амниоскоп оптический с волоконным световодом (с осветителем ос-250). Стекла трубки не менее 55000 лк 340x35x185 в комплекте имеются: осветитель ос-250, тубусы, obturatory, оптич, трубка, лупа	Ам-ВС-2-1 МОД.611			КОМПЛ	2	3.00	
О6	Электрохирургический аппарат ЭРБОТОМ (коагулятор ВЧ); 280x152x368; 220В, 1ф, 0.68кВт	Erbotom ICC 200	1-0433		КОМПЛ	2	8	